

PRODUKTDATABLAD

Netti – et bens buks og lægbuks - bomuld

Netti – et bens buks og lægbuks

Netti et bens buks urinposeholder og lægbuks af 100% bomuld kan anvendes både af mænd og kvinder i forbindelse med urinkondom og permanent kateter.

Etbens-buksen fås til både højre og venstre ben i 4 størrelser. Buksen har en lomme, der passer til en urinpose op til 750 ml. Der er påsyet blød behagelig bomuldselastik ved alle kanter og bred knaphulselastik i taljen. Buksen kan beholdes på ved toiletbesøg, idet rektum ikke er dækket af buksen.

Netti etbens-buks har en slids for urinposer med bundaftapning samt strop foroven, der hindrer træk i katetret.

Lægbuksen monteres omkring læggen i modsætning til et bens buksen og er One Size.

Buksen kan vaskes ved 95° C.



Indholdsstoffer/materiale:	100 % bomuld
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	-
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys
Holdbarhed:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Netti – et bens buks og lægbuks - bomuld

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0172036	Netti	Et bens buks, venstre, str. 36-38, livvidde 80 cm	Small	Ps. a 1 stk.	EN BEN BUKS, SMALL
0172040	Netti	Et bens buks, venstre, str. 40-42, livvidde 90 cm	Medium	Ps. a 1 stk.	EN BEN BUKS, MEDIUM
0172044	Netti	Et bens buks, venstre, str. 44-46, livvidde 100 cm	Large	Ps. a 1 stk.	EN BEN BUKS, LARGE
0172048	Netti	Et bens buks, venstre, str. 48-50, livvidde 116 cm	X-large	Ps. a 1 stk.	EN BEN BUKS, X-LARGE
0173036	Netti	Et bens buks, højre, str. 36-38, livvidde 80 cm	Small	Ps. a 1 stk.	EN BEN BUKS HØJRE, S
0173040	Netti	Et bens buks, højre, str. 40-42, livvidde 90 cm	Medium	Ps. a 1 stk.	EN BEN BUKS HØJRE, M
0173042	Netti	Et bens buks, højre, str. 44-46, livvidde 100 cm	Large	Ps. a 1 stk.	EN BEN BUKS HØJRE, L
0173044	Netti	Et bens buks, højre, str. 48-50, livvidde 116 cm	X-large	Ps. a 1 stk.	EN BEN BUKS HØJRE, XL
0173045	Netti	Et bens buks højre PLUS model str. 40-42	Medium	Ps. a 1 stk.	EN BEN BUKS HØJRE PLUS MODEL M