

# PRODUKTDATABLAD

## Prolaps, pessarring

Prolaps pessarring findes i mere eller mindre fleksibel materiale samt med og uden membran og er designet til at forhindre genitalprolaps.

- Fås i forskellige størrelser
- Fremstillet af silikone
- Sterile i enhedspakken



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Silikone
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	IIB
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Affaldssortering
<b>Bemærkninger:</b>	Engangsprodukt

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0228174	Prolaps	Pessarring	57 mm	-	9613-2
0228175	Prolaps	Pessarring	64 mm	-	9613-3
0228176	Prolaps	Pessarring	70 mm	-	9613-4
0228177	Prolaps	Pessarring	76 mm	-	9613-5
0228178	Prolaps	Pessarring	83 mm	-	9613-6
0228179	Prolaps	Pessarring	89 mm	-	9613-7
0228180	Prolaps	Pessar ring, silikone med membran, steril	57 mm	Æske a 1 stk	9614-2
0228181	Prolaps	Pessar ring, silikone med membran, steril	64 mm	Æske a 1 stk	9414-3
0228182	Prolaps	Pessar ring, silikone med membran, steril	70 mm	Æske a 1 stk	9614-4
0228183	Prolaps	Pessar ring, silikone med membran, steril	76 mm	Æske a 1 stk	9614-5
0228184	Prolaps	Pessar ring, silikone med membran, steril	83 mm	Æske a 1 stk	9614-6

# PRODUKTDATABLAD

## Prolaps, pessarring

0228185	Prolaps	Pessar ring, silikone med membran, steril	89 mm	Æske a 1 stk	9614-7
0228186	Prolaps	Pessar ring, silikone med membran, steril	95 mm	Æske a 1 stk	9614-8
0228187	Prolaps	Pessar ring, silikone, fleksibel, steril	57 mm	Æske a 1 stk	9617-2
0228188	Prolaps	Pessar ring, silikone, fleksibel, steril	64 mm	Æske a 1 stk	9617-3
0228189	Prolaps	Pessar ring, silikone, fleksibel, steril	70 mm	Æske a 1 stk	9617-4
0228190	Prolaps	Pessar ring, silikone, fleksibel, steril	76 mm	Æske a 1 stk	9617-5
0228191	Prolaps	Pessar ring, silikone, fleksibel, steril	83 mm	Æske a 1 stk	9617-6
0228192	Prolaps	Pessar ring, silikone, fleksibel, steril	89 mm	Æske a 1 stk	9617-7