

PRODUKTDATABLAD

CareBag og LeggyFix urinposeholder

CareBag og LeggyFix urinposeholder.

CareBag anvendes til fiksering af urinposer. Den er strikket i tubefacon med indbygget lomme, der holder urinposen på plads og med slids i bunden, der passer til en pose med bundaftapning. Posen er fremstillet af 80% lycra og 20% elasthan

LeggyFix anvendes til fiksering af urinposer. Den er strikket i tubefacon og skal ombukkes, så den derved danner en lomme til urinposen. Når LeggyFix er ombukket ses slidsen i bunden, der passer til ventilen i urinposer med bundaftapning. Posen er fremstillet af 63% polyester, 37% elasthan

Begge urinposeholdere kan holde op til 750 ml. og passer til både højre og venstre ben. Praktisk farvekode angiver størrelsen. Tåler vask ved 60°C

Care Bag



LeggyFix



Indholdsstoffer/materiale: CareBag: Lycra, elasthan LeggyFix: polyester, elasthan.

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Opbevaring uåbnet: Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: -

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inderemballage: Forbrænding

Bortskaffelse af yderemballage: Forbrænding

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

CareBag og LeggyFix urinposeholder

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0172010	CareFix	Urinposefiksering, blå, 45-65	Medium	pk. a 5 stk	PK	091250-03.01.C92
0172015	CareFix	Urinposefiksering, brun, 55-80	Large	pk. a 5 stk	PK	50-05.01.C93
0172020	CareFix	Urinposefiksering, grøn, 65-90	X-large	pk. a 5 stk	PK	091250-07.01.C93
0172025	CareFix	Urinposefiksering, gul, 30-45	Small	pk. a 5 stk	PK	091250.01.01.C92
0172102	Leggyfix	Urinposefiksering, gul, omkreds 25-33cm	x-small	pk a 10 stk - krt a 300 stk	PK	091554-01.01.H98
0172103	Leggyfix	Urinposefiksering, rød, omkreds 33-40cm	small	pk a 10 stk - krt a 300 stk	PK	091554-02.01.H98
0172101	Leggyfix	Urinposefiksering, blå, omkreds 40-50cm	medium	pk a 10 stk - krt a 300 stk	PK	091554-03.01.H98
0172104	Leggyfix	Urinposefiksering, brun, omkreds 50-60cm	large	pk a 10 stk - krt a 300 stk	PK	091554.-05.01.H99
0172100	Leggyfix	Urinposefiksering, grøn, omkreds 60-70cm	x-large	pk a 10 stk - krt a 300 stk	PK	091554-07.01.H99