

# PRODUKTDATABLAD

## SkinX absorbent

Skin X® Absorbent er beregnet til brug, når der er udslip fra en gastrostomi. Skin X® Absorbent er en superabsorbent, der placeres på ydersiden for at forhindre gennemblødning.

Den kan bruges separat, men den bør placeres oven på hudbeskyttelsesringen Skin X® for på den måde at forhindre udslip af irriterende mavevæsker på huden. Skin X® Absorbent skal kontrolleres ofte og helst skiftes ud efter fødeindtagelse eller efter behov.

Skin X® Absorbent fås med 4 åbningsstørrelser og med forskellig absorptionskapacitet: 3 mm og 7 mm, (8 ml absorption), 10 mm og 15 mm (10 ml absorption).



<b>Materialer:</b>	-
<b>Indikation:</b>	Absorbenten placeres ovenpå hudbeskyttelsesringen, så den kan absorbere udslippet og forhindre spredning uden for hudbeskyttelsesringen.
<b>Klassifikation:</b>	I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Køligt og tørt, aldrig i køleskab
<b>Holdbarhed:</b>	Se udløbsdato på emballage. 3 år fra produktionsdato.
<b>Bortskaffelse:</b>	Forbrænding (husholdningsaffald)

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1121320	SkinX	absorbent 3 mm, 8 ml	Ø 50 mm	æske a 100 stk	203223
1121321	SkinX	absorbent 7 mm, 8 ml	Ø 50 mm	æske a 100 stk	203225
1121322	SkinX	absorbent 10 mm, 10 ml	Ø 75 mm	æske a 100 stk	203226
1121323	SkinX	absorbent 15 mm, 10 ml	Ø 75 mm	æske a 100 stk	203227

### For sundhedsfagligt personale