

PRODUKTDATABLAD

Flocare sprøjte sterilt vand OptiPure

Egenskaber og fordele:

- Brug af sprøjten giver mulighed for en konstant strømningskontrol under påføring.
- Målefaciliteten på sprøjten sikrer en nøjagtig påføring af væsken.
- Steriliseret indvendigt og udvendigt med let aftagelig emballage, hvilket muliggør sikker brug i sterile områder.



Materialer: Fri for latex og PVC

Indikation: Fyldte sprøjter med sterilt vand anvendes typisk til balloninflation i et Foley-kateter.

Klassifikation: Klasse I

Steril vare: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt og uden for direkte sollys

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse: I overensstemmelse med lokale retningslinjer

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1126071	Flocare	Sprøjte sterilt vand OptiPure	10 ml	Æske a 200 stk	657858

For sundhedsfagligt personale