

PRODUKTDATABLAD

Vygon Nutrisafe2, connection Vial access cap

Vygon Nutrisafe2 connection Vial access cap er en adgangshætte, der anvendes til indgift af lægemidler i et sikkert miljø uden brug af luer-enheder og nåle.

Adgangshætten er udstyret med en male konektor og passer til glasflasker med en diameter på 20 mm. Produktet anvendes sammen med Nutrisafe2 sprøjter.



Materialer:	Fremstillet af PVC, TPE-E og PC. Fri for Latex og DEHP.
Indikation:	Velegnet til indgift af lægemidler i et sikkert miljø uden brug af luer-enheder og nåle. Anvendes til neonatale og pædiatriske patienter.
Klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Sterilisret med ethylenoxid.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Holdbar i 60 måneder efter produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen.
Bortskaffelse:	Bortskaffes som plastaffald.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123667	Vygon Nutrisafe2	Connection Vial access cap	20 mm	Æske á 25 stk.	821.022

For sundhedsfagligt personale