

PRODUKTDATABLAD

GBUK Bottle Adaptor

GBUK Bottle Adapter er en flaskeadapter, som er udstyret med en ENFit-konnekter, der gør den kompatibel med ISO 80369-3.

GBUK Bottle Adapter er en universel male adapter, der kan anvendes til flasker med en diameter på 15 -27 mm.



Materialer:	Fremstillet af polypropylen. Fri for PVC, ftalater og latex.
Indikation:	Anvendes til administration af medicin.
Klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Steriliseret med ethylenoxid.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Se datomærkning på emballagen.
Bortskaffelse:	Bortskaffes som plastaffald.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123613	GBUK	Bottle Adaptor	Universalstørrelse	æske á 50 stk.	SBAISO

For sundhedsfagligt personale