

PRODUKTDATABLAD

Pennine Ryles duodenalsonde 105 cm, X-Ray med lukket spids, steril

Ryles sonder er designet til nasogastrisk anlæggelse. Anvendes til aspiration af tarmsekreter, indgift af ernæring og administration af lægemidler og andre orale midler.

Egenskaber:

- Glat lavfriktionsoverflade for let anlæggelse.
- Blød, frostet og kinkresistent PVC sonde.
- Røntgenstriber markerer 50, 60 og 70 cm fra spidsen for nøjagtig placering af sonden.
- Lukket distal ende med fire laterale øjne reducerer risikoen for blokering.
- Farvekodet tragt til nem identifikation af størrelse og påsat luer-adapter



Indholdsstoffer/materiale:	Polyvinylchlorid (DEPH fri),
PVC/ftalater:	Ja
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja (ethylenoxid)
Opbevaring:	Mellem 5°C og 35°C, undgå direkte sollys og fugt
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	Til kortsigtet brug: mere end 60 minutter og mindre end 30 dage

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1102222	Pennine Ryles duodenalsonde	105 cm, X-Ray med lukket spids, steril	Ch 12	Krt a 50 stk	AERT2312
1102224	Pennine Ryles duodenalsonde	105 cm, X-Ray med lukket spids, steril	Ch 14	Krt a 50 stk	AERT2314
1102226	Pennine Ryles duodenalsonde	105 cm, X-Ray med lukket spids, steril	Ch 16	Krt a 50 stk	AERT2316