

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura® Mio Concave 1-dels kolostomipose

Sensura Mio Concave 1-dels kolostomipose er specielt designet til brok og buler. Posen har en buet pasform, som sidder tæt til kroppen og passer sikkert på områder, der vender udad.

Klæberen er stjerneformet med rundede hjørner, hvilket betyder, at den kan omslutte bulen uden at klæberen får folder og furer. I midten af klæberen er der en stabilitetsring, som giver støtte til stomien.

Den elastiske klæber er fleksibel og følger kroppens bevægelser. Flexibiliteten sikres af flexzoner i midten og i yderkanten af klæberen.



|  |  |
|--|--|
| <b>Indholdsstoffer/materiale:</b>      | Polyolefin, PET fibre                                  |
| <b>PVC/ftalater:</b>                   | Nej/Nej  |
| <b>Latex:</b>                          | Nej  |
| <b>CE klassifikation:</b>              | Klasse I   |
| <b>Steril vare:</b>                    | Nej  |
| <b>Opbevaring:</b>                     | Skal opbevares vandret og bør ikke udsættes for sollys |
| <b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b> | 2,5 år   |
| <b>Bortskaffelse af vare:</b>          | Forbrænding  |
| <b>Bortskaffelse af emballage:</b>     | Forbrænding/Genanvendelse                              |
| <b>Bemærkning:</b>                     | -  |

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura® Mio Concave 1-dels kolostomipose

### Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn                | Varebeskrivelse                                    | Str.     | Indhold        | Ref. nr. |
|---------|---------------------|--|----------|----------------|----------|
| 0341000 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, mini, neutral grå, m/ vindue | 10-40 mm | Æske a 10 stk. | 18100    |
| 0341001 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, midi, neutral grå, m/ vindue | 10-40 mm | Æske a 10 stk. | 18101    |
| 0341002 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, maxi, neutral grå, m/ vindue | 10-40 mm | Æske a 10 stk. | 18102    |
| 0341003 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, midi, neutral grå, m/ vindue | 10-50 mm | Æske a 10 stk. | 18110    |
| 0341004 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, midi, neutral grå, m/ vindue | 25-50 mm | Æske a 10 stk. | 18111    |
| 0341005 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, midi, neutral grå, m/ vindue | 30-50 mm | Æske a 10 stk. | 18112    |
| 0341006 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, midi, neutral grå, m/ vindue | 35-50 mm | Æske a 10 stk. | 18113    |
| 0341007 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, maxi, neutral grå, m/ vindue | 10-50 mm | Æske a 10 stk. | 18120    |
| 0341008 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, maxi, neutral grå, m/ vindue | 25-50 mm | Æske a 10 stk. | 18121    |
| 0341009 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, maxi, neutral grå, m/ vindue | 30-50 mm | Æske a 10 stk. | 18122    |
| 0341010 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, maxi, neutral grå, m/ vindue | 35-50 mm | Æske a 10 stk. | 18123    |
| 0341011 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, maxi, neutral grå, m/ vindue | 10-60 mm | Æske a 10 stk. | 18130    |
| 0341012 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, maxi, neutral grå, m/ vindue | 40-60 mm | Æske a 10 stk. | 18131    |
| 0341013 | SenSura Mio Concave | 1-dels kolostomipose, maxi, neutral grå, m/ vindue | 45-60 mm | Æske a 10 stk. | 18132    |