

PRODUKTDATABLAD

Flair Active Curvex – Lukket pose

Flair active Curvex – Lukket pose

Det særlige ved produktet er at hudpladen er:

- En unik kurveformet hudklæber, der skånsomt udfylder og tætner
- Posen har inspektionsvindue og bælteører
- Der ligger klæbefjerner servietter i alle æsker

Du kan med fordel vælge produktet, såfremt

- Du har stomibrok (tryk kurveformen indad).
- Såfremt du har fordybninger og hudfolder rundt om stomien.
- Hvis din mave er blød.
- Hvis du oplever lækage uden forklaring.

Ønsker et let og skånsomt poseskift ved hjælp af de medfølgende klæbefjerner servietter.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PVCD, Sodium Corboxymethylcellulose, Polyisobutylene, Polybag

PVC/ftalater: Ja

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares tørt, rent og køligt (0-27 gradewr C). Undgå direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding / deponi / Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding / deponi / Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Flair Active Curvex – Lukket pose

Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0361524	XPCCM513	Stotec	Flair Active Curvex m. mellem skål, Beige	13-32 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361526	XPCCM525	Stotec	Flair Active Curvex m. mellem skål, Beige	25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361527	XPCCM532	Stotec	Flair Active Curvex m. mellem skål, Beige	32 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361642	XPCCM713	Stotec	Flair Active Curvex m. mellem skål, klar	13-32 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361525	XPCCCL513	Stotec	Flair Active Curvex m. bred skål, Beige	13-32 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361640	XPCCCL532	Stotec	Flair Active Curvex m. bred skål, Beige	32 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361528	XPCCCL538	Stotec	Flair Active Curvex m. bred skål, Beige	38 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361643	XPCCCL713	Stotec	Flair Active Curvex m. bred skål, klar	13-43 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361641	XPCCS713	Stotec	Flair Active Curvex m. smal skål, klar	13-25 mm / midi	Æske á 10 stk.