

# PRODUKTDATABLAD

## Aurum Convex 1-dels ileostomipose

Aurum Convex har en blød temperaturfølsom fordybning, der skaber en tæt vedhæftning.

10 stk. Welland klæbefjernere er ilagt æsken

Aurum Convex er en en-dels stomipose til stomier med særlige behov.

Aurum Convex er velegnet til stomier, der ligger under hudniveau, stomier ved hudfolder eller til stomier, hvor man traditionelt anvender en flad plade og en løs tætningsring.

Aurum Convex kan samtidig være det rigtige valg, hvis man oplever lækage uden forklaring.

Aurum Convex har en meget hudvenlig hydrocolloid hudklæber, der udelukkende består af naturlige ingredienser – herunder Manuka honning. Undersøgelser har vist, at Manuka honning hæmmer bakterievæksten, absorberer væske og stimulerer dannelsen af nye celler. Alt sammen egenskaber der kan være med til at fremme og bibeholde en sund hud omkring stomien.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Hydrokolloid, Manuka honning, gelatin, non-woven stof, EVA film, kulfilter
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Aurum Convex 1-dels ileostomipose

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0362440	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Mini, beige	13 - 25 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDS413
0362441	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Mini, beige	13 - 35 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDM413
0362442	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Mini, beige	13 - 25 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDS513
0362443	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Mini, beige	13 - 35 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDM513
0362444	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Mini, beige	13 - 48 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDL513
0362445	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Mini, beige	13 - 60 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDX813
0362450	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	19 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDS519
0362451	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	22 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDS522
0362452	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDS525
0362453	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	29 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDM529
0362454	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	32 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDM532
0362455	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	35 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDM535
0362456	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	38 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDL538
0362457	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	44 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDL544
0362460	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	13 - 25 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDS913
0362461	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	13 - 35 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDM913
0362462	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	13 - 48 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDL913
0362463	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	13 - 60 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDX213
0362470	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	19 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDS919
0362471	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	22 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDS922
0362472	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDS925
0362473	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	29 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDM929
0362474	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	32 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDM932
0362475	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	35 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDM935
0362476	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	38 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDL938
0362477	Aurum Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	44 mm Ø	Æske a 10 stk.	XMHNDL944