

PRODUKTDATABLAD


Mylife Pura™ teststrimler

Teststrimlerne til brug sammen med Mylife Pura blodsukkerapparat.

Beholderen med teststrimler er let oplukkelig.

Udløbsdato og opbevaringstemperatur står på emballagen.

Kan måle op til 3048 meter over havets overflade uden at resultatet påvirkes.



Måleområde:	0,6 – 33,3 mmol/l
Kodes/kalibreres:	Automatisk
Måletid:	5 sekunder
Blodmængde:	0,75 µl
Indholdsstoffer/materiale:	NA
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/IVD class IIb
Steril vare/metode:	Nej
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Holdbarhed fra produktionen:	24 måneder
Holdbarhed teststrimler efter åbning:	12 måneder
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Mylife Pura™ teststrimler

Blodet suges fra:	Siden af teststrimlen
Genopfyldning af teststrimmel:	Nej
Batchnummer:	Ja
Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Opbevaring af teststrimler:	+4 °C til +30 °C
Måling skal foretages ved temperatur:	+10 °C til 40 °C
Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:	Ja
Særlig bemærkning:	Teststrimmel kan anvendes en gang
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Teststrimler passer til følgende apparat:	6408145 Pure – My life

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6408142	Pura - My life	Teststrimler	Æske a 2 x 25 stk. – Krt. a 240	700001277