

PRODUKTDATABLAD

Magic 3 kvindekater

Et engangskateter af 100 % silikone, som er kendt for at være kropsvenligt - hvilket vil sige, at produktet minimere risikoen for allergiske reaktioner. Magic 3 består af 3 forskellige silikonelag. Det inderste er bøjeligt for nænsom navigering. Det midterste er fastere for gode håndterings egenskaber. Det yderste er blødt for komfort ved indføring.



Indholdsstoffer/materiale: Silikone

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: I-S

Steril: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Holdbarhed fra produktionsdato:

Bortskaffelse af vare: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bemærkninger:

PRODUKTDATABLAD

Magic 3 kvindekater

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1006510	Magic 3	kvindekater, 15 cm, med vand, silikone, steril	ch 10	æske a 30 stk	292884
1006512	Magic 3	kvindekater, 15 cm, med vand, silikone, steril	ch 12	æske a 30 stk	282880
1006514	Magic 3	kvindekater, 15 cm, med vand, silikone, steril	ch 14	æske a 30 stk	292881