

PRODUKTDATABLAD

Dansac konnektor til urostomipose, klar

Konnektor til urostomipose

Konnektor til urostomipose bruges, hvis posen skal kobles sammen med en natpose.



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylen

PVC/ftalater: Ja

Latex: Nej

CE klassifikation: I

Steril: Nej

Opbevaring: Tørt, mellem 5-25 grader Celcius og beskyttet mode direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Genanvendelse

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0389393	Dansac	konnektor til urostomipose, klar	-	æske a 10 stk	400-50