

# PRODUKTDATABLAD

## Pessar ring, silikone, med support

Pessarring med support membran anvendes primært til førstegrads uterin prolaps eller cystocele.

Produktet er nemt at rengøre, desinficere og sterilisere således at hygiejnen sikres.

Produktstørrelse og pasform bør afklares med hjælp fra læge/gynækolog.

7 størrelser: Diameter 56mm → 94mm



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Silikone
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIb
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	10 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Pessar ring, silikone, med support

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0228087	Pessar ring, silikone	Med support	56mm/2	1 stk.	R2.25S#2
0228140	Pessar ring, silikone	Med support	63mm/3	1 stk.	R2,50S#3
0228141	Pessar ring, silikone	Med support	69mm/4	1 stk.	R2,75S#4
0228142	Pessar ring, silikone	Med support	75mm/5	1 stk.	R3,00S#5
0228122	Pessar ring, silikone	Med support	81mm/6	1 stk.	R3.25S#6
0228120	Pessar ring, silikone	Med support	88mm/7	1 stk.	R3.50S#7
0228121	Pessar ring, silikone	Med support	94mm/8	1 stk.	R3.75S#8