

PRODUKTDATABLAD

Bækken med låg, rundt

Bækken med låg 31 cm Ø, rundt

Bækkenet vejer 460g og er nemt at anvende.

Kan rengøres og desinficeres ved max. 134 °

Rumindhold 2 liter



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Tørt, mellem 4-25 grader Celcius og beskyttet mod direkte sollys. Må ikke stå på gulvet, skal opbevares på hylde

Holdbarhed: 1 år på lager hos forhandler, derefter mindst 1000 genbehandlinger.

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Bækken med låg, rundt

Mediqs sortimentoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref.nr.*
0254017	Bækken	Rundt med låg, grøn polypropylen	31 cm	Krt a 15 stk	KRT	DPNF

*Henviser til producentens reference nr.