

PRODUKTDATABLAD

ease™ Kantsikring

ease kantsikring er en ikke-steril hydrokolloid kantsikring, der er dækket af et vandtæt toplag af åndbart materiale. Anvendes ved stomier, fistler eller sår til at fastgøre kanterne af hudklæbere.

Kantsikringen er velegnet til brug på intakt hud og er designet til at tilpasse sig kroppen og kroppens bevægelser.

Kantsikringen kan anvendes sammen med en hudklæber, når der er fugt og varme. Ved f.eks. svømning kan kantsikringen hjælpe med at forhindre klæberens yderkanter i at løsne sig, således at klæberen holdes sikkert på plads.

Når hudklæberen bliver tør igen, forhindrer kantsikringen, at hudklæberen tørrer ud, bliver hård og forårsager irritation i huden.

Kantsikringen findes i to forskellige faconer; en tynd og lige facon samt en buet facon.



Indholdsstoffer/materiale:	Hydrokolloid klæber: Polyisobutylene, gelatin, pektin, CMC, PE fibre Klæbersikring: Hvid silikonecoated dobbeltsidet papir
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå høj luftfugtighed.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

ease™ Kantsikring

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0324595	Ease	Kantsikring, tynd	3 x 11 cm	Æske a 60 stk.	422160
0324596	Ease	Kantsikring, buet	3 x 9 cm	Æske a 60 stk.	422164