

PRODUKTDATABLAD

SenSura Click, basisplade

SenSura Click er et mekanisk koblingssystem i to dele, der kombinerer den unikke SenSura 2-lags klæber med et hørbart 'klik' for at sikre, at posen låses sikkert fast på basispladen.



Indholdsstoffer/materiale:	Siliconized film, Adhesive, EVA, PE
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

SenSura Click, basisplade

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. Nr.
0340702	SenSura Click	basisplade 20 mm hul, med bælteøre	40 mm ring	æske a 5 stk.	10012
0340703	SenSura Click	basisplade 25 mm hul, med bælteøre	40 mm ring	æske a 5 stk.	10013
0340712	SenSura Click	basisplade 30 mm hul, med bælteøre	50 mm ring	æske a 5 stk.	10022
0340713	SenSura Click	basisplade 35 mm hul, med bælteøre	50 mm ring	æske a 5 stk.	10023
0340722	SenSura Click	basisplade 40 mm hul, med bælteøre	60 mm ring	æske a 5 stk.	10032
0340700	SenSura Click	basisplade, opklipbar 10-35mm	40 mm ring	æske a 5 stk.	10001
0340710	SenSura Click	basisplade, opklipbar 10-45mm	50 mm ring	æske a 5 stk.	10002
0340720	SenSura Click	basisplade, opklipbar 10-55mm	60 mm ring	æske a 5 stk.	10003
0340724	SenSura Click	basisplade, opklipbar 10-65mm	70 mm ring	æske a 5 stk.	10004
0340701	SenSura Click	basisplade, opklipbar 10-35mm, med bælteører	40 mm ring	æske a 5 stk.	10011
0340711	SenSura Click	basisplade, opklipbar 10-45mm, med bælteører	50 mm ring	æske a 5 stk.	10021
0340721	SenSura Click	basisplade, opklipbar 10-55mm, med bælteører	60 mm ring	æske a 5 stk.	10031
0340723	SenSura Click	basisplade, opklipbar 10-65mm, med bælteører	70 mm ring	æske a 5 stk.	10041