

PRODUKTDATABLAD

Assura® basisplade med/uden bælteører

Posen fastlåses sikkert på den runde basisplade ved hjælp af et mekanisk koblingssystem. Et hørbart 'klik' bekræfter, at posen er låst sikkert fast på basispladen.

Posen kan drejes til den ønskede stilling, inden den fastlåses, uden at man behøver at fjerne posen fra basispladen.

Posen kan tages af den spiralformede klæbers basisplade, så den kan skiftes hyppigere end den klæbende basisplade.

Findes med eller uden bælteører.



Indholdsstoffer/materiale:	Pektin, gelatine, CMC, polyisobutylene, harpiks, butylgummi, silikonepapir, SIS, LDPE, PP
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

Assura® basisplade med/uden bælteører

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0358498	Assura	Basisplade, 25mm hul, med bælteører	40 mm ring	Æske a 5 stk.	12842
0358499	Assura	Basisplade, 20mm hul, med bælteører	40 mm ring	Æske a 5 stk.	12841
0358501	Assura	Basisplade, 35mm hul, med bælteører	50 mm ring	Æske a 5 stk.	12845
0358503	Assura	Basisplade, 30mm hul, med bælteører	50 mm ring	Æske a 5 stk.	12844
0358505	Assura	Basisplade, 40mm hul, med bælteører	60 mm ring	Æske a 5 stk.	12847
0358506	Assura	Basisplade, 45mm hul, med bælteører	60 mm ring	Æske a 5 stk.	12848
0358494	Assura	Basisplade, opklipbar 10-35mm	40 mm ring	Æske a 5 stk.	1770
0358495	Assura	Basisplade, opklipbar 10-45mm	50 mm ring	Æske a 5 stk.	1775
0358496	Assura	Basisplade, opklipbar 10-55mm	60 mm ring	Æske a 5 stk.	1780
0358500	Assura	Basisplade, opklipbar 10-35mm, med bælteører	40 mm ring	Æske a 5 stk.	1771
0358502	Assura	Basisplade, opklipbar 10-45mm, med bælteører	50 mm ring	Æske a 5 stk.	1776
0358504	Assura	Basisplade, opklipbar 10-55mm, med bælteører	60 mm ring	Æske a 5 stk.	1779