

# PRODUKTDATABLAD

## Assura Plus 2-dels Natpose

Assura natpose med et nyudviklet kulfilter, som består af 2 forskellige "net" og en membran som tarmluften skal igennem før kulfilteret.

Den har en lang hals med en slange i, for at sikre fri passage. Klar side mod huden og beigefarvet med volumeindikator.

Bruges sammen med basisplade.



Indholdsstoffer/materiale:	Aktiv kul, PU-foam, EVA, PVCD, PET, ABS, PE, PA
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

# PRODUKTDATABLAD

## Assura Plus 2-dels Natpose

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0358467	2835	Assura Plus natpose, beige, 1 filter og kan rumme 2000 ml	40 mm ring	Æske a 5 stk.
0358468	2836	Assura Plus natpose, beige, 1 filter og kan rumme 2000 ml	50 mm ring	Æske a 5 stk.
0358469	2837	Assura Plus natpose, beige, 1 filter og kan rumme 2000 ml	60 mm ring	Æske a 5 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.