

PRODUKTDATABLAD

SenSura Click 2 dels urostomi flerkammerpose

Posen er inddelt i kamre, så urinen fordeles jævnt. Dette giver en mere flad pose og skvulpelyde mindskes-

Posen består af en blød bagside, tilbageløbsventil og et udløb, der kan foldes sammen i en lomme i posen.

Dette produkt findes med klæbekobling eller med klik-system.



Indholdsstoffer/materiale:	Pigment, naturoolie, PVdC-MA, ABS, EVA, CPE, PP, SEBS
PVC/ftalater:	Ja (rør og forbindelser) Planteolie
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

SenSura Click 2 dels urostomi flerkammerpose

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340669	11841	SenSura Click 2-dels urostomipose, flerkammer, beige.	Midi 40 mm ring	Æske a 30 stk.
0340673	11844	SenSura Click 2-dels urostomipose, flerkammer, klar.	Maxi 40 mm ring	Æske a 30 stk.
0340670	11842	SenSura Click 2-dels urostomipose, flerkammer, beige.	Midi 50 mm ring	Æske a 30 stk.
0340671	11845	SenSura Click 2-dels urostomipose, flerkammer, beige.	Maxi 50 mm ring	Æske a 30 stk.
0340672	11846	SenSura Click 2-dels urostomipose, flerkammer, beige.	Maxi 60 mm ring	Æske a 30 stk.
0340755	11851	SenSura Click 2-dels urostomipose, flerkammer, klar.	Midi 40 mm ring	Æske a 30 stk.
0340677	11854	SenSura Click 2-dels urostomipose, flerkammer, klar.	Maxi 40 mm ring	Æske a 30 stk.
0340676	11852	SenSura Click 2-dels urostomipose, flerkammer, klar.	Midi 50 mm ring	Æske a 30 stk.
0340678	11855	SenSura Click 2-dels urostomipose, flerkammer, klar.	Maxi 50 mm ring	Æske a 30 stk.
0340675	11856	SenSura Click 2-dels urostomipose, flerkammer, klar.	Maxi 60 mm ring	Æske a 30 stk.

* Henviser til producentens reference nr.