

PRODUKTDATABLAD

Assura Plus – 1 filter, 2-dels lukket pose

Assura Plus – 1 filter

Assura Plus med kulfilter har en kropsvenlig facon. Kulfiltret sørger for, at posen ikke fyldes med luft. Membranen minimerer lækage gennem filtret. Med blød side ind mod huden.

Assura Plus 2-dels lukket pose er en mekanisk kobling, som giver ekstra tryghed

- Posen fastlåses sikkert på basispladen ved hjælp af et mekanisk koblingssystem. Et hørbart 'klik' bekræfter, at posen er låst sikkert fast på basispladen.
- Posen kan drejes til den ønskede stilling, inden den fastlåses, uden at man behøver at fjerne posen fra basispladen.
- Posen kan tages af den spiralformede klæbers basisplade, så den kan skiftes hyppigere end den klæbende basisplade.



Indholdsstoffer/materiale: CPE, PVDC, EVA, PE, PET, ABS

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Assura Plus – 1 filter, 2-dels lukket pose

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0358343	12354	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	40 mm midi	Æske á 30 stk.
0358352	12384	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	40 mm maxi	Æske á 30 stk
0358344	12355	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	50 mm midi	Æske á 30 stk
0358353	12385	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	50 mm maxi	Æske á 30 stk
0358345	12356	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	60 mm midi	Æske á 30 stk
0358354	12386	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	60 mm maxi	Æske á 30 stk
0358340	12344	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	40 mm midi	Æske á 30 stk
0358349	12374	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	40 mm maxi	Æske á 30 stk
0358341	12345	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	50 mm midi	Æske á 30 stk
0358350	12375	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	50 mm maxi	Æske á 30 stk
0358342	12346	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	60 mm midi	Æske á 30 stk
0358351	12376	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	60 mm maxi	Æske á 30 stk
0358346	12364	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	40 mm midi	Æske á 30 stk
0358355	12394	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	40 mm maxi	Æske á 30 stk
0358347	12365	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	50 mm midi	Æske á 30 stk
0358356	12395	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	50 mm maxi	Æske á 30 stk
0358348	12366	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	60 mm midi	Æske á 30 stk
0358357	12396	Coloplast	Assura Plus, 1 filter	60 mm maxi	Æske á 30 stk