

# PRODUKTDATABLAD

## Eakin Pelican Cap

### Eakin Pelican Cap

Diskret Cap velegnet til colostomibrugere der irrigerer



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	<i>Polyisobutylene (PIB), Carboxymethylcellulose (CMC), Pektin, Polyethylene, EVA, PVDC, Non-woven</i>
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## Eakin Pelican Cap

### Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0399532	839580	Focuscare	Eakin Pelican cap	10-40 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0399531	839581	Focuscare	Eakin Pelican cap plus	10-55 mm / Beige	Æske á 30 stk.