

# PRODUKTDATABLAD

## Eakin Protect™ hudbeskyttelse uden alkohol, spray

Eakin Protect er en unik hudbeskyttelsesfilm som spray. Er alkoholfri og meget hudvenlig, da den er silikonebaseret.

Påføres huden omkring stomien, hvor den tørrer på sekunder og efterlader en barriere, så huden beskyttes mod kropsvæsker. Forebygger stripping af huden ved fjernelse af klæbende materialer.

Indeholder E-vitamin, som blødgør og fugtbalancerer huden. Duft af frisk mynte.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Hexamethyldisiloxan; carvon; (R)-p-mentha-1,8-diene
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Køligt, tørt og ikke i direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATBLAD

Eakin Protect™ hudbeskyttelse uden alkohol, spray

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
0399702	Eakin Protect	Hudbeskyttelse uden alkohol, spray	50 ml	839026