

# PRODUKTDATABLAD

## eakin dot 2-dels colostomipose

eakin dot 2-dels colostomipose med kulfilter er lavet i et blødt non-woven materiale.

Posen er velegnet hvis du er nyopereret eller har øm mave – med den løftbare flange undgår man at trykke på maven, når posen kobles på.

Har en meget fleksibel basisplade, som gør den god til ujævne stomier, bulede og kuglede maver. Pladens slidser gør at den følger kroppens konturer.

Har en hudvenlig "Skinsmart" klæber med lang bæretid og er rigtig god, hvis man har udfordringer med selv at sætte pladen eller koble posen på eller har behov for hjælp til påsætning.

Basisplade og pose kan kobles på og vinkles, som det ønskes, da man ikke skal have noget til at passe udfor hinanden. Dette giver ligeledes en nemmere og hurtigere påsætning, da den lille ring hjælper med at guide posen på plads. Klikket på posen kan høres og mærkes, så man er sikker på, at posen holder tæt.

Posen er nem at tage af basispladen. Man tager fat øverst i posen og trækker forsigtig nedefter.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Hydrokolloid, polyethylen skum, resin, voks, PET, non-woven stof, EVA/PVDC
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## eakin dot 2-dels colostomipose

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399350	eakin dot	2-dels colostomipose, Mini, vindue, beige	60 mm ring	Æske a 30 stk.	839900
0399351	eakin dot	2-dels colostomipose, Standard, vindue, beige	60 mm ring	Æske a 30 stk.	839901
0399352	eakin dot	2-dels colostomipose, Maxi, vindue, beige	60 mm ring	Æske a 30 stk.	839902
0399336	eakin dot	2-dels colostomipose, Standard, vindue, beige	80 mm ring	Æske a 30 stk.	839920
0399337	eakin dot	2-dels colostomipose, Maxi, vindue, beige	80 mm ring	Æske a 30 stk.	839921