

PRODUKTDATABLAD

eakin dot, 1-dels ileostomipose

Eakin dot® 1-dels tømbar stomipose med ekstra lang bæretid. Den hudvenlige klæber hjælper med at opretholde og forbedre hudens tilstand omkring stomien og forebygger hudproblemer forårsaget af lækager eller stripping af huden. Skinsmart klæberen gør, at pladen klæber straks og sidder sikkert. Klæbefladens slidser gør den nem og meget fleksibel i brug. Er velegnet til både flade og ujævne maver. Former sig efter din kropfacon og er velegnet hvis påsætning og vedhæftning udfordres af brok, buler eller ujævnheder.

Posen er udformet med kigge vindue og mulighed for at gemme udløbet væk, så den giver maksimal brugerkomfort. Findes i 3 posestørrelser i opklipbare og forudstansede udgaver.



Indholdsstoffer/materiale:	Hydrokolloid, PE skum, resin, voks, EVA, PET, EVA/PVDC
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

eakin dot, 1-dels ileostomipose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399730	eakin dot	1-dels ileostomipose, Mini, vindue, beige	Ø 15-55 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840300
0399731	eakin dot	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	Ø 15-55 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840301
0399732	eakin dot	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	Ø 15-55 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840302
0399733	eakin dot	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	Ø 15-70 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840303
0399734	eakin dot	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	Ø 20 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840304
0399735	eakin dot	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	Ø 22,5 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840305
0399736	eakin dot	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	Ø 25 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840306
0399737	eakin dot	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	Ø 27,5 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840307
0399738	eakin dot	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	Ø 30 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840308
0399739	eakin dot	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	Ø 32,5 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840309
0399740	eakin dot	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	Ø 35 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840310
0399741	eakin dot	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	Ø 37,5 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840311
0399742	eakin dot	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	Ø 40 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840312
0399743	eakin dot	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	Ø 45 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840313
0399744	eakin dot	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	Ø 50 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840314
0399745	eakin dot	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	Ø 55 mm	æske a 30 stk - krt a 15 æsker	840315