

# PRODUKTDATABLAD

## Nova 2 basisplade

Nova 2 basisplade er af GX-hydrokolloid-klæber.  
Den er nem at sammenkoble.  
Der høres et klik når den sammenkobles.

Ringene på pladen er beige og på posen er ringen klar, så det visuelt kan ses, at de er koblet sammen.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin, LLDPE, PET og EMA
<b>PVC/ftalater:</b>	-
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Nova 2 basisplade

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0388945	113612	Nova 2 basisplade, opklipbar 12-28 mm hul, løftbar flange.	36 mm ring	Æske a 5 stk.
0388965	114315	Nova 2 basisplade, opklipbar 15-35 mm hul, løftbar flange.	43 mm ring	Æske a 5 stk.
0388980	115515	Nova 2 basisplade, opklipbar 15-47 mm hul, løftbar flange.	55 mm ring	Æske a 5 stk.
0388995	117015	Nova 2 basisplade, opklipbar 15-62 mm hul, løftbar flange.	70 mm ring	Æske a 5 stk.
0388950	113615	Nova 2 basisplade, opklipbar 15-28 mm hul, løftbar flange.	36 mm ring	Æske a 5 stk.
0388955	113620	Nova 2 basisplade, opklipbar 20-28 mm hul, løftbar flange.	36 mm ring	Æske a 5 stk.
0388960	113625	Nova 2 basisplade, opklipbar 25-28 mm hul, løftbar flange.	36 mm ring	Æske a 5 stk.
0388970	114325	Nova 2 basisplade, opklipbar 25-35 mm hul, løftbar flange.	43 mm ring	Æske a 5 stk.
0388975	114330	Nova 2 basisplade, opklipbar 30-35 mm hul, løftbar flange.	43 mm ring	Æske a 5 stk.
0388985	115535	Nova 2 basisplade, opklipbar 35-47 mm hul, løftbar flange.	55 mm ring	Æske a 5 stk.
0388990	115540	Nova 2 basisplade, opklipbar 40-47 mm hul, løftbar flange.	55 mm ring	Æske a 5 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.