

PRODUKTDATABLAD

Nova 1 Convex 1-dels colostomipose

Nova 1 Convex er en 1-dels kolostomipose med konveks.

Den har ikke kun den velkendte hydrokolloide klæber, men også et filter som ikke lader den dårlige lugt passere. Samtidig nedsætter filteret risikoen for vacuum og ballondannelse.

Posen har en vandafvisende og blød stofbeklædning på både forsiden og bagsiden.



Indholdsstoffer/materiale:	CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin, EVA, PVdC, Polyester nonwoven, LDPE, Aktivt kul, PTFE membran
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Nova 1 Convex 1-dels colostomipose

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0380069	Nova 1 Convex	1-dels colostomipose, Midi, beige	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	831-25
0380064	Nova 1 Convex	1-dels colostomipose, Midi, beige	20 mm Ø	Æske a 10 stk.	831-20
0387789	Nova 1 Convex	1-dels colostomipose, Midi, beige	15-24 mm Ø	Æske a 10 stk.	83124
0380065	Nova 1 Convex	1-dels colostomipose, Maxi, beige	30 mm Ø	Æske a 10 stk.	831-30
0380066	Nova 1 Convex	1-dels colostomipose, Maxi, beige	35 mm Ø	Æske a 10 stk.	831-35
0380067	Nova 1 Convex	1-dels colostomipose, Maxi, beige	40 mm Ø	Æske a 10 stk.	831-40
0380068	Nova 1 Convex	1-dels colostomipose, Maxi, beige	45 mm Ø	Æske a 10 stk.	831-45
0380060	Nova 1 Convex	1-dels colostomipose, Maxi, beige	15-37 mm Ø	Æske a 10 stk.	831-37
0380061	Nova 1 Convex	1-dels colostomipose, Maxi, beige	15-46 mm Ø	Æske a 10 stk.	831-46
0380070	Nova 1 Convex	1-dels colostomipose, Midi, klar	15-24 mm Ø	Æske a 10 stk.	832-24
0380062	Nova 1 Convex	1-dels colostomipose, Maxi, klar	15-37 mm Ø	Æske a 10 stk.	832-37
0380063	Nova 1 Convex	1-dels colostomipose, Maxi, klar	15-46 mm Ø	Æske a 10 stk.	832-46