

# PRODUKTDATABLAD

## Moderma Flex CeraPlus, 1-dels ileostomipose

1-dels Moderma Flex med CeraPlus er en tømbar pose med flad klæber, klæbekant og vindue.

Den flade og fleksible klæber har klæbekant for ekstra sikkerhed, mens vinduet giver mulighed for at se ind i posen samt lette positioneringen i forbindelse med påsætningen.

Posen er udstyret med kulfilter og integreret Lock 'n Roll lukning.

CeraPlus klæberen passer til alle hudtyper og hjælper til at holde den peristomale hud sund og frisk, idet den indeholder ceramid, som naturligt forekommer i huden, hvor den forhindrer udtørring samt beskytter mod ydre påvirkninger.



**Volumen:** Midi 450 ml, Maxi 780 ml

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Hydrocolloid, PIB, EVA, PVDC
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Køligt, tørt. Undgå direkte sollys.
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse emballage:</b>	Forbrænding/Deponi/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Moderma Flex CeraPlus, 1-dels ileostomipose

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0397070	Moderma Flex CeraPlus	1-dels ileostomipose, Midi, klæbekant, vindue, beige	15-64 mm Ø	Æske a 30 stk.	54200
0397071	Moderma Flex CeraPlus	1-dels ileostomipose, Midi, klæbekant, vindue, beige	25 mm Ø	Æske a 30 stk.	54225
0397072	Moderma Flex CeraPlus	1-dels ileostomipose, Midi, klæbekant, vindue, beige	30 mm Ø	Æske a 30 stk.	54230
0397073	Moderma Flex CeraPlus	1-dels ileostomipose, Midi, klæbekant, vindue, beige	35 mm Ø	Æske a 30 stk.	54235
0397074	Moderma Flex CeraPlus	1-dels ileostomipose, Maxi, klæbekant, vindue, beige	15-64 mm Ø	Æske a 30 stk.	54300
0397075	Moderma Flex CeraPlus	1-dels ileostomipose, Maxi, klæbekant, vindue, beige	25 mm Ø	Æske a 30 stk.	54325
0397076	Moderma Flex CeraPlus	1-dels ileostomipose, Maxi, klæbekant, vindue, beige	30 mm Ø	Æske a 30 stk.	54330
0397077	Moderma Flex CeraPlus	1-dels ileostomipose, Maxi, klæbekant, vindue, beige	35 mm Ø	Æske a 30 stk.	54335