

PRODUKTDATABLAD

Harmony Duo 2-dels kolostomipose

Harmony Duo 2-dels kolostomipose er en lukket stomipose. Der er en stærk klæber mellem posen og basispladen, hvilket giver ekstra sikkerhed og komfort.

Posen kan løsnes og sættes på pladen igen, hvis posen ikke monteres korrekt. En lille forhøjning på pladen passer sammen med en lille markering på posen.

Posen er beige, og findes i mini, standard og stor.



Indholdsstoffer/materiale:	CPE, EVA, PVdC, Plasticizer, EVA, PVCD, EVA
PVC/ftalater:	Ja
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt, rent og køligt (0-28°C). Undgå direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Harmony Duo 2-dels kolostomipose

Mediq's sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360662	HDCM1332	Harmony Duo 2-dels kolostomipose, beige.	Lille 32 mm ring	Æske a 30 stk.
0360663	HDCM1350	Harmony Duo 2-dels kolostomipose, beige.	Lille 50 mm ring	Æske a 30 stk.
0360664	HDCM1370	Harmony Duo 2-dels kolostomipose, beige.	Lille 70 mm ring	Æske a 30 stk.
0360665	HDC1332	Harmony Duo 2-dels kolostomipose, beige.	Standard 32 mm ring	Æske a 30 stk.
0360541	HDC1350	Harmony Duo 2-dels kolostomipose, beige.	Standard 50 mm ring	Æske a 30 stk.
0360667	HDC1370	Harmony Duo 2-dels kolostomipose, beige.	Standard 70 mm ring	Æske a 30 stk.
0360668	HDCL1332	Harmony Duo 2-dels kolostomipose, beige.	Large 32 mm ring	Æske a 30 stk.
0360669	HDCL1350	Harmony Duo 2-dels kolostomipose, beige.	Large 50 mm ring	Æske a 30 stk.
0360670	HDCL1370	Harmony Duo 2-dels kolostomipose, beige.	Large 70 mm ring	Æske a 30 stk.

* Henviser til producentens reference nr.