

PRODUKTDATABLAD

Confidence Naturel Flexifit

Confidence Naturel Flexifit m.

SALTS Confidence Natural urostomipose med Aloe Vera ekstrakt, som reducerer rød og irriteret hud.

Den unikke Flexifit klæber med fem slidser, skaber fem fleksible vinger som bøjes, formes og følger kroppens naturlige former og bevægelser, derved forhindres utætheder og lækage lettere.

Den meget sikre og let anvendelige udløbsstuds er unik, sikker og giver mulighed for at koble en natpose til. 360 graders rotation i koblingen.

Hudvenlig hydrocolloid som er bekræftet af The British Skin Foundation.

Posen findes som Mini (250 ml) og Midi (650 ml).

Beige med delt forside.



Indholdsstoffer/materiale:	<i>EVA, PVDC, EMA, Hydroklorid m. aloe vera ekstrakt, Polyethylene non-woven, Ethylene Vinyl acetate</i>
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Opbevares et tørt og køligt sted
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	3 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inderemballage:	Forbrænding / Genbrug
Bortskaffelse af yderemballage:	Genbrug
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATABLAD

Confidence Naturel Flexifit

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360569	NUS13	Hardam	Confidence Naturel Flexifit, Beige	13-55/70 mm / mini	Æske á 10 stk.
0360516	NU13	Hardam	Confidence Naturel Flexifit, Beige	13-55/70 mm / standard	Æske á 10 stk.
0360505	NU25	Hardam	Confidence Natural Flexifit, beige	25 mm / standard	Æske á 10 stk.
0360506	NU28	Hardam	Confidence Natural Flexifit, beige	28 mm / standard	Æske á 10 stk.
0360507	NU32	Hardam	Confidence Natural Flexifit, beige	32 mm / standard	Æske á 10 stk.
0360508	NU35	Hardam	Confidence Natural Flexifit, beige	38 mm / standard	Æske á 10 stk.