


PRODUKTDATABLAD

Esteem synergy basisplade

Esteem synergy basisplade er udstyret med en klæbekoblingsteknologi. I stedet for plastikringe, giver en skumklæber en sikker fastgørelse af posen på basispladen.

Basispladen fås med Stomehesive teknologi og Durahesive teknologi.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyethene
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur 10-30°C. Undgå høj luftfugtighed
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Esteem synergy basisplade

Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0324190	403963	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, 16 mm hul.	35 mm flange	æske a 10 stk.
0324191	403964	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, 19 mm hul.	35 mm flange	æske a 10 stk.
0324183	403965	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, 22 mm hul.	35 mm flange	æske a 10 stk.
0324185	403966	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, 25 mm hul.	35 mm flange	æske a 10 stk.
0324186	403967	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, 28 mm hul.	35 mm flange	æske a 10 stk.
0324187	403968	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, 32 mm hul.	35 mm flange	æske a 10 stk.
0324188	403969	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, 35 mm hul.	35 mm flange	æske a 10 stk.
0324189	403970	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, 38 mm hul.	48 mm flange	æske a 10 stk.
0324157	411657	Esteem synergy Stomahesive moldable basisplade, klæberkobling, opklipbar 13-22 mm hul.	48 mm flange	æske a 10 stk.
0324155	411658	Esteem synergy Stomahesive moldable basisplade, klæberkobling, opklipbar 22-33 mm hul.	48 mm flange	æske a 10 stk.
0324156	411659	Esteem synergy Stomahesive moldable basisplade, klæberkobling, opklipbar 33-45 mm hul.	61 mm flange	æske a 10 stk.
0324180	409288	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, opklipbar 13-55 mm hul.	35 mm flange	æske a 10 stk.
0324182	409289	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, opklipbar 13-48 mm hul.	48 mm flange	æske a 10 stk.
0324184	409290	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, opklipbar 13-61 mm hul.	61 mm flange	æske a 10 stk.
0324170	405467	Esteem synergy Stomahesive standard basisplade, klæberkobling, opklipbar 13-35 mm hul.	35 mm flange	æske a 10 stk.
0324172	405468	Esteem synergy Stomahesive standard basisplade, klæberkobling, opklipbar 13-48 mm hul.	48 mm flange	æske a 10 stk.
0324174	403948	Esteem synergy Stomahesive standard basisplade, klæberkobling, opklipbar 13-61 mm hul.	61 mm flange	æske a 10 stk.
0324150	405456	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, opklipbar 13-35 mm hul, akrylatklæber.	35 mm flange	æske a 10 stk.

PRODUKTDATABLAD

Esteem synergy basisplade

0324152	405457	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, opklipbar 13-48 mm hul, akrylatklæber.	48 mm flange	æske a 10 stk.
0324154	405458	Esteem synergy Stomahesive flexible basisplade, klæberkobling, opklipbar 13-61 mm hul, akrylatklæber.	61 mm flange	æske a 10 stk.
0324160	409268	Esteem synergy Durahesive moldable basisplade, klæberkobling, convex, opklipbar 13-22 mm hul, modellerbar, akrylatklæber.	35 mm flange	æske a 10 stk.
0324162	409269	Esteem synergy Durahesive moldable basisplade, klæberkobling, convex, opklipbar 22-33 mm hul, modellerbar, akrylatklæber.	48 mm flange	æske a 10 stk.
0324164	409270	Esteem synergy Durahesive moldable basisplade, klæberkobling, convex, opklipbar 33-45 mm hul, modellerbar, akrylatklæber.	61 mm flange	æske a 10 stk.

* Henviser til producentens reference nr.