

PRODUKTDATABLAD

Combihesive II Plus 2-dels Ileostomipose

Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose er en tømbar pose.

Den er en del af en omfattende produktserie med det nyeste inden for hudbeskyttelsesteknologier.

Ved hjælp af koblingsringen af plast kan posen og hudpladen klikkes sammen og giver dermed en sikkerhed, som kan høres.

Posen har et silkeblødt lag på siden ind mod kroppen, som gør at huden føles tør.



Indholdsstoffer/materiale:	EVA, PVDC
PVC/ftalater:	Ja/ Epoxidized soybean oil
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur 10-25°C. Undgå høj luftfugtighed
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Combihesive II Plus 2-dels Ileostomipose

Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0318730	411385	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, invisiclose, beige.	Standard 38 mm ring	Æske a 10 stk.
0318732	411386	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, invisiclose, beige.	Standard 45 mm ring	Æske a 10 stk.
0318734	411387	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, invisiclose, beige.	Standard 57 mm ring	Æske a 10 stk.
0318736	411388	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, invisiclose, beige.	Standard 70 mm ring	Æske a 10 stk.
0318735	411395	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, invisiclose, klar.	Standard 38 mm ring	Æske a 10 stk.
0318742	411396	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, invisiclose, klar.	Standard 45 mm ring	Æske a 10 stk.
0318737	411397	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, invisiclose, klar.	Standard 57 mm ring	Æske a 10 stk.
0318738	411398	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, invisiclose, klar.	Standard 70 mm ring	Æske a 10 stk.
0318721	411400	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, invisiclose, beige.	Lille 38 mm ring	Æske a 10 stk.
0318722	411401	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, invisiclose, beige.	Lille 45 mm ring	Æske a 10 stk.
0318724	411402	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, invisiclose, beige.	Lille 57 mm ring	Æske a 10 stk.
0318726	411403	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, invisiclose, beige.	Lille 70 mm ring	Æske a 10 stk.
0317744	411430	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, lukkeklemme, beige.	Standard 38 mm ring	Æske a 10 stk.
0317745	411431	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, lukkeklemme, beige.	Standard 45 mm ring	Æske a 10 stk.
0317757	411432	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, 1 filter, lukkeklemme, beige.	Standard 57 mm ring	Æske a 10 stk.
0317384	400973	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, lukkeklemme, beige.	Standard 38 mm ring	Æske a 10 stk.
0317454	400974	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, lukkeklemme, beige.	Standard 45 mm ring	Æske a 10 stk.
0317574	400975	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, lukkeklemme, beige.	Standard 57 mm ring	Æske a 10 stk.
0317704	400976	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, lukkeklemme, beige.	Standard 70 mm ring	Æske a 10 stk.
0308456	400968	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, lukkeklemme, klar.	Standard 45 mm ring	Æske a 10 stk.
0308457	400969	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, lukkeklemme, klar.	Standard 57 mm ring	Æske a 10 stk.
0308458	400970	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, lukkeklemme, klar.	Standard 70 mm ring	Æske a 10 stk.
0308459	400971	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, lukkeklemme, klar.	Standard 100 mm ring	Æske a 10 stk.
0318385	400979	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, lukkeklemme, beige.	Lille 38 mm ring	Æske a 10 stk.
0318455	400980	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, lukkeklemme, beige.	Lille 45 mm ring	Æske a 10 stk.
0318575	400981	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, lukkeklemme, beige.	Lille 57 mm ring	Æske a 10 stk.
0318803	125303	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, filter, ventil, beige.	840 ml 45 mm ring	Æske a 10 stk.
0318804	125304	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, filter, ventil, beige.	840 ml 57 mm ring	Æske a 10 stk.
0318805	125305	Combihesive 2 Plus 2-dels ileostomipose, filter, ventil, beige.	840 ml 70 mm ring	Æske a 10 stk.

* Henviser til producentens reference nr.