

# PRODUKTDATABLAD

## Natura™ Durahesive konveks basisplade

Natura Stomahesive hudpladen klikkes sammen med posen med et hørbart klik for ekstra sikkerhed.

Den konvekse opklipbare plade har løftbar flange, som tillader fingrene at blive placeret mellem hudpladen og flangen, når posen trykkes på pladen.

Den skånsomme hydrokolloidklæber er tynd og smidig, og hudpladen svulmer op og absorberer fugt fra huden uden at klæbeevnen forringes.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Hydrokolloid pudder, gummi, antioxidant, tackifier resin, mineralolie, PE, PVA, polyester, polystyren
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå høj luftfugtighed.
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATBLAD

## Natura™ Durahesive konveks basisplade

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0300504	Natura Durahesive konveks	Moldable basisplade, opklipbar 13-22mm, akrylat	45 mm ring	Æske a 10 stk.	404592
0300506	Natura Durahesive konveks	Moldable basisplade, opklipbar 22-33mm, akrylat	45 mm ring	Æske a 10 stk.	404593
0300508	Natura Durahesive konveks	Moldable basisplade, opklipbar 33-45mm, akrylat	57 mm ring	Æske a 10 stk.	404594