

PRODUKTDATABLAD

Mestopore® S stomiforbinding

Mestopore er en selvklæbende stomibandage med en hudvenlig Safetac® klæber, der beskytter kontinente stomier mod lækage. Safetac hjælper desuden til at reducere smerte og traume før, under og efter bandageskift.

Forbindingen følger kroppens konturer, er brusæt og efterlader ikke klæberester på huden.

Bandagen er åndbar, så risikoen for sår maceration mindskes.



Indholdsstoffer/materiale:	Safetac, non-woven film
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399822	Mestopore S	Stomiforbinding m. Safetac	9x10cm	Æske a 20 stk. – Krt. a 8 æsker	665100