

PRODUKTDATABLAD

Flexima 1-dels colostomipose

Flexima 1-dels kolostomipose med blomsterformet klæber i hydrokolloid er fremstillet i et støjsvagt blødt nonwoven materiale.

Flexima 1-dels kolostomipose findes med en flad basisplade eller med en 4 mm dyb konveks basisplade.

Flexima 1-dels kolostomipose forefindes i en klar og i en beige udgave.



Indholdsstoffer/materiale:	PIB, CMC, Pektin, aktivt kulfilter, EVA, PE, Silikone, Non-woven mikrofiber
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Ingen særlige. Se instruktion vedlagt produktet.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Flexima 1-dels colostomipose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0395835	Flexima	1-dels colostomipose, Midi, beige	24 mm Ø	Æske a 30 stk.	44024N
0395836	Flexima	1-dels colostomipose, Midi, beige	36 mm Ø	Æske a 30 stk.	44036N
0395837	Flexima	1-dels colostomipose, Midi, beige	40 mm Ø	Æske a 30 stk.	44040N
0395839	Flexima	1-dels colostomipose, Midi, beige	28 mm Ø	Æske a 30 stk.	44028N
0395856	Flexima	1-dels colostomipose, Mini, beige	20 mm Ø	Æske a 30 stk.	44220N
0395857	Flexima	1-dels colostomipose, Mini, beige	35 mm Ø	Æske a 30 stk.	44235N
0395858	Flexima	1-dels colostomipose, Mini, beige	30 mm Ø	Æske a 30 stk.	44230N
0395859	Flexima	1-dels colostomipose, Mini, beige	25 mm Ø	Æske a 30 stk.	44225N
0395861	Flexima	1-dels colostomipose, Midi, beige	45 mm Ø	Æske a 30 stk.	044045N
0395834	Flexima	1-dels colostomipose, Midi, beige	16-50 mm Ø	Æske a 30 stk.	044016N
0395838	Flexima	1-dels colostomipose, Maxi, beige	16-70 mm Ø	Æske a 30 stk.	044070N
0395850	Flexima	1-dels colostomipose, Maxi, klar	16-70 mm Ø	Æske a 30 stk.	44670N
0395860	Flexima	1-dels colostomipose, Mini, beige	16-45 mm Ø	Æske a 30 stk.	44212N
0395864	Flexima	1-dels colostomipose, Midi, klar	16-50 mm Ø	Æske a 30 stk.	044616N
0395833	Flexima	1-dels colostomipose, Midi, beige	30 mm Ø	Æske a 10 stk.	44031N
0395848	Flexima	1-dels colostomipose, Midi, beige	35 mm Ø	Æske a 10 stk.	44037N
0395840	Flexima	1-dels colostomipose, Midi, beige, opklipbar	15-35 mm Ø	Æske a 10 stk.	44017N
0395862	Flexima	1-dels colostomipose, Midi, beige, opklipbar	15-45 mm Ø	Æske a 10 stk.	44018N
0395865	Flexima	1-dels colostomipose, Midi, klar, opklipbar	15-35 mm Ø	Æske a 10 stk.	44117N
0395866	Flexima	1-dels colostomipose, Midi, klar, opklipbar	15-45 mm Ø	Æske a 10 stk.	44118N