


# PRODUKTDATABLAD

## Aurum 2, basisplade

Aurum 2 er en hydrokolloid hudplade med naturlige ingredienser som f.eks. Manuka honning.

Pladen har tydelige klippeguide og brede bælteører.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Manuka honning
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Aurum 2, basisplade

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0362101	Aurum 2	Basisplade m. manuka, 19mm hul, med bælteører	45 mm ring	Æske a 5 stk.	XMH2F419
0362102	Aurum 2	Basisplade m. manuka, 22mm hul, med bælteører	45 mm ring	Æske a 5 stk.	XMH2F422
0362103	Aurum 2	Basisplade m. manuka, 25mm hul, med bælteører	45 mm ring	Æske a 5 stk.	XMH2F429
0362104	Aurum 2	Basisplade m. manuka, 29mm hul, med bælteører	45 mm ring	Æske a 5 stk.	XMH2F429
0362105	Aurum 2	Basisplade m. manuka, 32mm hul, med bælteører	45 mm ring	Æske a 5 stk.	XMH2F432
0362106	Aurum 2	Basisplade m. manuka, 35mm hul, med bælteører	45 mm ring	Æske a 5 stk.	XMH2F435
0362107	Aurum 2	Basisplade m. manuka, 38mm hul, med bælteører	45 mm ring	Æske a 5 stk.	XMH2F438
0362109	Aurum 2	Basisplade m. manuka, 38mm hul, med bælteører	55 mm ring	Æske a 5 stk.	XMH2F538
0362110	Aurum 2	Basisplade m. maunka, 44mm hul, med bælteører	55 mm ring	Æske a 5 stk.	XMH2F544
0362100	Aurum 2	Basisplade m. manuka, opkl. 13-40mm, med bælteører	45 mm ring	Æske a 5 stk.	XMH2F413
0362108	Aurum 2	Basisplade m. manuka, opkl. 13-50mm, med bælteører	55 mm ring	Æske a 5 stk.	XMH2F513
0362111	Aurum 2	Basisplade m. manuka, opkl. 13-65mm, med bælteører	70 mm ring	Æske a 5 stk.	XMH2F713