

PRODUKTDATABLAD

We Medical kantsikring

Stomibrugere, som er meget aktive i deres hverdag, kan i bestemte situationer have brug for ekstra sikker hæftning af posen f.eks. ved cykling eller anden motion. Her kan denne Hydro klæbende kantsikring hjælpe, således at stomiens kanter sikres ordentligt.

Kantsikringen er særligt fleksibel og meget velegnet til brug på sensitiv hud.



Indholdsstoffer/materiale:	Hydrokolloid, papir
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved temperaturer under 30 °C. Undgå direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	2 år
Bortskaffelse af vare:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1010112	We Medical	Kantsikring	Æske a 20 stk.	WC200