

KoloBa™ **SOFT BLACK EDITION**



- Beskyttet kulfilter
- Delt forside til inspektion af stomien
- Posen er dækket af blødt non-woven materiale
- X-tra tynd , smidig og blød hydrocolloid

MINI

Varenr.	KoloBa Soft MINI, volume 100 ml	BLACK EDITION
730881	Opklippelig 15-50 mm	
Varenr.	Koloba Soft MIDI, volume 200 ml	BLACK EDITION
730880	Opklippelig 15-60 mm	



KoloBa™ SOFT Black Edition kolostomiposen har en ekstra tynd, blød og smidig hydrokolloid klæber, til dig som vil have en bedre pasform. Kulfiltret er beskyttet af en unik ekstra mellemvæg med luftkanaler, som gør at filtret ikke stopper til. Posen er dækket af et blødt non-woven materiale, med delt forside for inspektion af stomien.

MIDI