

PRODUKTDATABLAD

Absorin Mincy herrebind, normal

Absorin Mincy herrebind har et non-woven toplag, der sikrer at fugt hurtigt passerer igennem til sugelagene, så der sikres en tør og behagelig følelse. Bindet er anatomisk formet og er derudover også forsynet med en selvklæbende stribe, så bindet holdes på plads under alle forhold. Bindet er beregnet til mild til moderat inkontinens.

Absorin SAP 3+systemet (superabsorbent) forhindrer bakterievækst og bevarer hudens naturlige pH-værdi, mens ubehagelig lugt undgås. Det superabsorberende pulver (SAP) absorberer urinen og bliver til en gel, så lækager undgås.

Bindet har vådindikator, der viser, hvornår skift bør foretages og er enkeltpakket, hvilket gør det let og diskret at have med sig.



Indholdsstoffer/materiale:	SAP, non-woven, PE-film, cellulose fluff
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Absorin Mincy herrebind, normal

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Sugeevne	Indhold	Ref. nr.
0432130	Absorin	Herre-bind, Mincy, normal	34 cm	800 ml	Pk. a 28 stk. – Krt. a 8 pk.	6500