

PRODUKTDATABLAD

FolySil LT suprapubisk 2-vejs ballonkateter

Folysil LT suprapubisk kateter i 100 % silikone med standard ballon.

Kateteret er forsynet med røntgenstribe.

Open end tip så der kan anvendes guidewire til anlæggelse.

Har 2 øjne.

Liggetid: op til 90 dage.



Indholdsstoffer/materialer:	100% silikone
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger
Holdbarhed:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

FolySil LT suprapubisk 2-vejs ballonkateter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0620035	FolySil LT suprapubisk	2-vejs ballonkateter, silikone, hvid, 40 cm, 10 ml	Ch. 12	Æske a 5 stk.	AA7412
0620036	FolySil LT suprapubisk	2-vejs ballonkateter, silikone, grøn, 40 cm, 10 ml	Ch. 14	Æske a 5 stk.	AA7414
0620037	FolySil LT suprapubisk	2-vejs ballonkateter, silikone, orange, 40 cm, 10 ml	Ch. 16	Æske a 5 stk.	AA7416
0620038	FolySil LT suprapubisk	2-vejs ballonkateter, silikone, rød, 40 cm, 10 ml	Ch. 18	Æske a 5 stk.	AA7418
0620039	FolySil LT suprapubisk	2-vejs ballonkateter, silikone, gul, 40 cm, 10 ml	Ch. 20	Æske a 5 stk.	AA7420