


PRODUKTDATABLAD

Rüsch Brillant 2-vejs Foley ballonkateter, silikone

Rüsch Brillant 2-vejs Foley ballonkateter, silikone, biokompatibel, ikke-allergen.

100 % silikone, transparent kateter, ideel til langtidsbrug op til 12 uger. Silikonekatetre har en høj drænage kapacitet pga. en større indvendig diameter pga. tyndere katetervæg.

- Ballonkateter til både børn, kvinder og mænd med forskellig ballonstørrelse og spidser.
- Lige spids (Nelaton), 5/10ml: 2 øjne overfor hinanden
- Nelaton (cylindrisk) 20/30ml: 2 øjne v. siden af hinanden til postoperativ drænage.
- Tiemann, 1 øje
- Couvelaire 20/30ml: 2 øjne v. siden af hinanden til postoperativ drænage.
- Sikker og nem at indsætte og udtage
- Røntgentip og kontraststribе langs kateterskaft
- Glat overflade hæmmer enkrustationer
- Ventil til Luer/Luer-lock
- Er farvekodet i henhold til den europæiske standard
- Det anbefales at bruge sterilt vand med 10% glycerin til oppustning af ballon (f.eks. Rüsch varenr. 0824021)



TIPS	
cylindrical	
Tiemann	
Couvelaire	

Indholdsstoffer/materiale:	Kateter: 100% silikone Konnektor: polypropylene (PP), elastosil
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	Godkendt til anvendelse i op til 90 dage

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Brillant 2-vejs Foley ballonkateter, silikone

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0632560	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, 1,5ml, med stilet, 31cm, steril	Ch. 6	Æske a 5 stk.	170003-000060
0632561	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, 3ml, med stilet, 31cm, steril	Ch. 8	Æske a 5 stk.	170003-000080
0632562	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, 5ml, med stilet, 31cm, steril	Ch. 10	Æske a 5 stk.	170003-000100
0632563	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, 10ml, steril	Ch. 12	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	170605-000120
0632564	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, 10ml, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	170605-000140
0632565	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, 10ml, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	170605-000160
0632566	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, 10ml, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	170605-000180
0632567	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, 10ml, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	170605-000200
0632568	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, 10ml, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	170605-000220
0632569	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, 10ml, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	170605-000240
0632570	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, Tiemann, 10ml, steril	Ch. 12	Æske a 5 stk. – krt a 10 æsker	171305-000120
0632571	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, Tiemann, 10ml, steril	Ch. 14	Æske a 5 stk. – krt a 10 æsker	171305-000140
0632572	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, Tiemann, 10ml, steril	Ch. 16	Æske a 5 stk. – krt a 10 æsker	171305-000160
0632573	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, Tiemann, 10ml, steril	Ch. 18	Æske a 5 stk. – krt a 10 æsker	171305-000180
0632574	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, Tiemann, 10ml, steril	Ch. 20	Æske a 5 stk. – krt a 10 æsker	171305-000200
0632575	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, Tiemann, 10ml, steril	Ch. 22	Æske a 5 stk. – krt a 10 æsker	171305-000220
0632576	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, Tiemann, 10ml, steril	Ch. 24	Æske a 5 stk. – krt a 10 æsker	171305-000240
0632712	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, Tiemann 3ml, 31cm stilet, steril	Ch. 8	Æske a 5 stk. – krt a 10 æsker	170004-000080
0632714	Rüsch Brillant	Ballonkateter, silikone, Tiemann 5ml, 31cm stilet, steril	Ch. 10	Æske a 5 stk. – krt a 10 æsker	170004-000100
0634060	Rüsch Brillant	2-vejs Foley, silikone, 20ml ballonkateter, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	170630-000180
0634061	Rüsch Brillant	2-vejs Foley, silikone, 20ml ballonkateter, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	170630-000200
0634062	Rüsch Brillant	2-vejs Foley, silikone, 30ml ballonkateter, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	170630-000220
0634063	Rüsch Brillant	2-vejs Foley, silikone, 30ml ballonkateter, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	170630-000240
0634050	Rüsch Brillant	2-v Foley ballonkateter, silikone, 20ml, Couvelaire steril	Ch. 18	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	172530-000180
0634052	Rüsch Brillant	2-v Foley ballonkateter, silikone, 20ml, Couvelaire, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	172530-000200
0634054	Rüsch Brillant	2-v Foley ballonkateter, silikone, 30ml, Couvelaire, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	172530-000240

PRODUKTDATBLAD

Rüsch Brillant 2-vejs Foley ballonkateter, silikone