

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Brilliant silikone 3-vejs ballonkateter, Couvelaire, steril

3-vejs ballonkateter silikone, 41 cm, steril

Kateteret er lavet af 100 % transparent silikone.

Kan anvendes til postoperativ drænage

- Ventil til Luer og LuerLock
- Steril
- Røntgenfast spids



Indholdsstoffer/materiale: 100 % silikone

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I-S

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares tørt ved normal rumtemperatur

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Brilliant silikone 3-vejs ballonkateter, Couvelaire, steril

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0632326	Rüsch Brilliant	3-vejs ballonkat., silikone, 20ml, Couvelaire, st.	ch 20	æske a 5 stk – krt a 10 æsker	ÆSKE	173930-000200
0632328	Rüsch Brilliant	3-vejs ballonkat., silikone, 30ml, Couvelaire, st.	ch 24	æske a 5 stk – krt a 10 æsker	ÆSKE	173930-000240
0632340	Rüsch Brilliant	3-vejs ballonkat., silikone, 80ml, Couvelaire, st.	ch 18	æske a 5 stk	ÆSKE	173910-000180