

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Superglide nephrostomikatetersæt, silikone

Rüsch Superglide Nephrostomikatetersæt, silikone

- Silikone kateter med hul metal stilet
- Tip med central åbning, applikering over guidewire op til 0.038"
- Hydrogel coating på de første 5 cm
- Drænageåbning foran og bag ballon
- Ventil til luer og luer-lock sprøjtespids
- Cylindrisk røntgen spids
- 24 og 41 cm længde
- 3 og 5 ml. ballon
- cm graduering på katetret



(Se skema side 2 for yderligere info
Kilde: Rüsch Urology catalogue 2013)

Indholdsstoffer/materiale: Silikone

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIA

Steril vare: Ja/EO

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys. Må ikke opbevares på en måde, således at produktet deformeres eller pakningen beskadiges.

Opbevaring åbnet: Éngangsprodukt - må ikke gemmes efter åbning,

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Éngangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inderemballage: Forbrænding/Genbrug

Bortskaffelse af yderemballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD


Rüsch Superglide nephrostomikatetersæt, silikone

Mediq's sortimentsoversigt:

Vare Nr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Str,	Salgs-enhed	Ref. Nr.
0652260	Rüsch nephrostomikatetersæt	Superglide, 41cm, 3 ml ballon, m stilet, silikone	ch. 12	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	340409-000120
0652262	Rüsch nephrostomikatetersæt	Superglide, 41cm, 3 ml ballon, m stilet, silikone	ch. 14	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	340409-000140
0652264	Rüsch nephrostomikatetersæt	Superglide, 41cm, 5 ml ballon, m stilet, silikone	ch. 16	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	340409-000160
0652266	Rüsch nephrostomikatetersæt	Superglide, 41cm, 5 ml ballon, m stilet, silikone	ch. 18	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	340409-000180
0652268	Rüsch nephrostomikatetersæt	Superglide, 41cm, 5 ml ballon, m stilet, silikone	ch. 20	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	340409-000200
0652270	Rüsch nephrostomikatetersæt	Superglide, 41cm, 5 ml ballon, m stilet, silikone	ch. 22	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	340409-000220
0652272	Rüsch nephrostomikatetersæt	Superglide, 41cm, 5 ml ballon, m stilet, silikone	ch. 24	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	340409-000240
0652128	Rüsch nephrostomikatetersæt	Superglide, 24cm, 3 ml ballon, m stilet, silikone	ch. 12	æske a 5 stk.	340408-000120
0652130	Rüsch nephrostomikatetersæt	Superglide, 24cm, 3 ml ballon, m stilet, silikone	ch. 14	æske a 5 stk.	340408-000140
0652132	Rüsch nephrostomikatetersæt	Superglide, 24cm, 5 ml ballon, m stilet, silikone	ch. 16	æske a 5 stk.	340408-000160
0652134	Rüsch nephrostomikatetersæt	Superglide, 24cm, 5 ml ballon, m stilet, silikone	ch. 18	æske a 5 stk.	340408-000180
0652136	Rüsch nephrostomikatetersæt	Superglide, 24cm, 5 ml ballon, m stilet, silikone	ch. 20	æske a 5 stk.	340408-000200
0652138	Rüsch nephrostomikatetersæt	Superglide, 24cm, 5 ml ballon, m stilet, silikone	ch. 22	æske a 5 stk.	340408-000220
0652140	Rüsch Nephrostomikatetersæt	Superglide, 24cm, 5 ml ballon, m. stilet Silicone	ch 24	æske a 5 stk.	340408-000240

SUPERGLIDE BALLOON CATHETERS

Silicone



REF.	ORDER SIZE	BALLOON	LENGTH	QTY
SUPERGLIDE nephrostomy balloon catheter, with hollow metal stylet				
340408	Ch. 12-14	3 ml	240 mm	5
340408	Ch. 16-24	5 ml	240 mm	
340409	Ch. 12-14	3 ml	410 mm	
340409	Ch. 16-24	5 ml	410 mm	

SUPERGLIDE BALLOON CATHETERS FOR NEPHROSTOMY

made of silicone, with hollow metal stylet

- tip with central opening, application over a guidewire of up to 0.038"
- hydrogel coating on first 5 cm
- drainage opening in front of and behind the balloon
- valve for Luer and Luer-lock syringe tips
- cylindrical radiopaque tip
- cm graduated
- sterile, single use
- latex-free