

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Gold Silkolatex 3-vejs ballonkateter

Rüsch Gold silkolatex ballonkateter er et kateter beregnet til korttidsbrug i forbindelse med post-operativ drænage.

- Ventil til Luer og Luer-Lock sprøjtespids
- Steril, til engangsbrug
- Katetret er forsynet med 2 øjne ved siden af hinanden
- Længde ca. 40 cm
- To ballonstørrelser til hhv. almindelig brug 5/15 ml og post-operativt 30/50 ml



Silkolatex er en blanding af latex og silikone

Indholdsstoffer/materiale:	Latex, silikone
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Ja
CE klassifikation:	IIA
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt og ved stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	Kan anvendes op til 5 dage

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Gold Silkolatex 3-vejs ballonkateter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0605030	Rüsch Gold Silkolatex	3-vejs ballonkat., 2 huller, 30/50ml steril	ch 18	æske a 10 stk	183430-000180
0605032	Rüsch Gold Silkolatex	3-vejs ballonkat., 2 huller, 30/50ml steril	ch 20	æske a 10 stk	183430-000200
0605034	Rüsch Gold Silkolatex	3-vejs ballonkat., 2 huller, 30/50ml steril	ch 22	æske a 10 stk	183430-000220
0605036	Rüsch Gold Silkolatex	3-vejs ballonkat., 2 huller, 30/50ml steril	ch 26	æske a 10 stk	183430-000260
0605128	Rüsch Gold Silkolatex	3-vejs ballonkat. 40cm, 5/15ml, steril	ch 18	æske a 10 stk	183405-000180
0605130	Rüsch Gold Silkolatex	3-vejs ballonkat. 40cm, 5/15ml, steril	ch 20	æske a 10 stk	183405-000200
0605132	Rüsch Gold Silkolatex	3-vejs ballonkat. 40cm, 5/15ml, steril	ch 22	æske a 10 stk	183405-000220
0605134	Rüsch Gold Silkolatex	3-vejs ballonkat. 40cm, 5/15ml, steril	ch 24	æske a 10 stk	183405-000240
0605136	Rüsch Gold Silkolatex	3-vejs ballonkat. 40cm, 5/15ml, steril	ch 26	æske a 10 stk	183405-000260