

PRODUKTDATABLAD

Fortune silikone ballonkateter med integreret ballon, long term

Fortune silikone ballonkateter med integreret ballon

Fortune ballonkateter er fremstillet af 100 % silikone, som er et meget vævsvenligt og glat materiale. Silikone katetre har en høj drænage kapacitet pga. en større indvendig diameter/tyndere katetervæg. Den har integreret ballon.

Kateteret er gennemsigtigt for observation, og har to bløde sidehuller for effektiv drænage. Er nem og sikker at indsætte og udtage.

- Med røntgenstribe
- Med almindelig spids
- Ballonen kan rumme 5/10ml væske
- Kateteret er 42 cm langt
- Farvekodet i henhold til den europæiske standard
- Leveres med grøn kateterprop
- Emballagen kan åbnes sterilt
- Liggetid: op til 90 dage



Indholdsstoffer/materiale: **Kateter:** 100% Silikone, **Ventil:** ABS og PP, **Kateterprop:** ABS-plast

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIb

Steril vare: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger.

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: Røntgenstribe langs hele produktet (materiale: Barium sulfat)

PRODUKTDATABLAD

Fortune silikone ballonkateter med integreret ballon, long term

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0678330	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril, long term	Ch. 12	æske a 10 stk - krt a 200 stk	4833-0512
0678331	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril, long term	Ch. 14	æske a 10 stk - krt a 200 stk	4833-0514
0678332	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril, long term	Ch. 16	æske a 10 stk - krt a 200 stk	4833-0516
0678333	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril, long term	Ch. 18	æske a 10 stk - krt a 200 stk	4833-0518
0678334	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril, long term	Ch. 20	æske a 10 stk - krt a 200 stk	4833-0520
0678335	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril, long term	Ch. 22	æske a 10 stk - krt a 200 stk	4833-0522
0678336	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril, long term	Ch. 24	æske a 10 stk - krt a 200 stk	4833-0524
0678337	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril, long term	Ch. 26	æske a 10 stk - krt a 200 stk	4833-0526