

# PRODUKTDATABLAD

## EcoCuff manchet

Welch Allyn FlexiPort® EcoCuff blodtryksmanchet med velcrolukning til enpatientsbrug.

FlexiPort kliksystemet gør manchetten let at af- eller påmontere, og den samme manchet kan bruges uanset 1 eller 2 aftagelige slanger.

Et unikt manchethul forebygger forkert påsætning af manchetten, hvilket reducerer fejlmåling.

Manchet med størrelsestekst i store bogstaver, centimeter angivelse med piktogram og numerisk angivelse af ekstremitetsstørrelse, hvilket gør det nemt hurtigt at vælge den korrekte manchetstørrelse. Manchetten har arterie index markering, så manchetten let placeres korrekt.

EcoCuff er testet til at kunne klare min. 100 målinger.

En manchet, der er designet til at minimere krydskontaminering og omkostninger ved enpatientsbrug.

Da EcoCuff er fremstillet af polypropylen og er fremstillet af færre og lettere materialer end traditionelle blodtryksmanchetter til engangsbrug, kan EcoCuff reducere miljøpåvirkningen.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	100 % polypropylen, non-woven materiale, der hvor manchetten har hudkontakt
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej (Indeholder ikke DEHP eller BPA)
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares under temperaturer fra -20 °C til 70 °C og ved en relativ luftfugtighed fra 15 % til 95 % uden kondensdannelse.
<b>Holdbarhed:</b>	-
<b>Bortskaffelse vare:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bortskaffelse emballage:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## EcoCuff manchet

### Mediq varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6050689	Welch Allyn	EcoCuff, barn 15-21cm	Æske a 50 stk. – Krt. a 2 æsker	ECOCUFF-09
6050698	Welch Allyn	EcoCuff, lille voksen 20-28 cm	Æske a 50 stk. – Krt. a 2 æsker	ECOCUFF-10
6050697	Welch Allyn	EcoCuff, voksen 27-38 cm	Æske a 50 stk. – Krt. a 2 æsker	ECOCUFF-11
6050699	Welch Allyn	EcoCuff, stor, voksen 33-45 cm	Æske a 50 stk. – Krt. a 2 æsker	ECOCUFF-12