

# PRODUKTDATABLAD

## HEINE – AllSpec, bæredygtige øretragte, engangs

HEINE AllSpec® 2,5 mm eller 4 mm engangsøretragte til undersøgelse af voksne. De nye bæredygtige øretragte er lavet af genbrugsplast som stammer fra køleskabe. Tragterne pakkes i en æske med 1000stk med refillposer inden i a 50 stk. eller en pakke med 250 stk. AllSpec har en perfekt pasform til følgende otoskop: BETA 400® F.O., BETA 200® F.O., K 180® F.O. og alle otoskoper i mini3000®-serien. Anvendelse med otoskop BETA 100® og K 100® kræver en tragt-adapter (6125053).

AllSpec øretragle passer også til ældre otoskopmodeller som mini2000®-serien og alpha+ og kan endda anvendes med mange otoskoper fra andre producenter end HEINE.

HEINE AllSpec® øretragte har altid rundede kanter og sprækker ikke, når de sættes fast på otoskopet.

Refill-emballagen med 50 tragte gør det nemt at påfylde den vægmonterede AllSpec® tragtendispenser (6161550).



Til engangsbrug.

**Indholdsstoffer/materiale:** Polystyren

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** Tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys

**Holdbarhed fra produktionsdato:** -

**Bortskaffelse af vare:** Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkning:** -

2054-00191-01 / 16.05.2022

# PRODUKTDATABLAD

## HEINE – AllSpec, bæredygtige øretragte, engangs

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6161252	HEINE	AllSpec, bæredygtige øretragte, engangs	2,5 mm	Æske a 1000stk	B-000.11.128
6161253	HEINE	AllSpec, bæredygtige øretragte, engangs	4 mm	Æske a 1000stk	B-000.11.127
6161562	HEINE	AllSpec, bæredygtige øretragte, engangs	2,5 mm	Æske a 250stk	B-000.11.153
6161563	HEINE	AllSpec, bæredygtige øretragte, engangs	4 mm	Æske a 250stk	B-000.11.152
6161549	HEINE	Dispenser inkl. AllSpec øretragte	4mm + 2,5mm	Krt. a 2 x 500 stk. x dispenser	B000.11070

2054-00191-01 / 16.05.2022