

PRODUKTDATABLAD

Medeco BV - Curion CuriFlush kateterskyllesystem

Curion CuriFlush

Curion CuriFlush er et kateterskyllesystem, som bruges ved permanente katetre. Bruges til at fjerne enkrustationer.

Findes både med Solution G 3,23 % og Solution R 6%.

- **Solution G** er til at skylle og vedligeholde katetret. Opløser krystaller og forebygger enkrustationer.
- **Solution R** er til at skylle og vedligeholde katetret. Opløser kraftige enkrustationer.



Indholdsstoffer/materiale:	Solution G (Citronsyre 3,23%), Solution R (Citronsyre 6%), polyvinylklorid, polyethylene, polypropylen
PVC/ftalater:	Ja. Ftalat: DEHP
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIA
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Tørt, mellem 5-25 grader Celcius og beskyttet mod direkte sollys
Opbevaring åbnet:	Single use, må ikke gemmes efter åbning
Holdbarhed uåbnet:	2 år
Holdbarhed åbnet:	Single use, må ikke gemmes efter åbning
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inderemballage:	Forbrænding
Bortskaffelse af yderemballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATABLAD

Medeco BV - Curion CuriFlush kateterskyllesystem

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Salgsenhed	Ref.nr.
0821180	Curion CuriFlush	Kateterskyllesystem, 0,9% NaCl, steril	50 ml	Æske á 10 stk.	Æske	3029326
0821182	Curion CuriFlush	Kateterskyllesystem, 0,9% NaCl, steril	100 ml	Æske á 10 stk.	Æske	3029289
0821184	Curion CuriFlush	Kateterskyllesystem, Solutio G, steril	50 ml	Æske á 10 stk.	Æske	8875
0821186	Curion CuriFlush	Kateterskyllesystem, Solutio G, steril	100 ml	Æske á 10 stk.	Æske	8870
0821188	Curion CuriFlush	Kateterskyllesystem, Solutio R, steril	50 ml	Æske á 10 stk.	Æske	8865
0821190	Curion CuriFlush	Kateterskyllesystem, Solution R, steril	100 ml	Æske á 10 stk.	Æske	8860