

PRODUKTDATABLAD

LoFric Sense kateter med vand, steril

LoFric Sense kateter med vand er et attraktivt valg for kvinder. Kateteret er ekstra lille og diskret med en optimal længde til fuldstændig blæretømning. Alt medfølger for sikker og bekvem kateterisering overalt.

Har et ergonomisk håndtag for godt greb og non-touch-teknik. En steril saltvandsopløsning medfølger og med et let tryk bliver kateteret klar til brug. Katetret har glatte kateterhuller og kan monteres på standardopsamlingspose eller på forlængerslange.

Yderpakningen fungerer som en hygiejnisk og diskret affaldspose efter brug. Pakningen har en større åbning, som giver lettere adgang til katetret samt en længere åbningsflap, der giver et bedre greb ved åbning af kateterposen.



| | |
|--|---|
| Indholdsstoffer/materiale: | Polyester (PET), Polyethylen (LLPDE), Vandpose, aluminium |
| PVC/ftalater: | Nej/Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse I-S |
| Steril vare: | Ja |
| Særlig mærkning: | Svanemærket |
| Opbevaring: | Opbevares tørt ved 5-25 °C og væk fra direkte sollys. |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 2 år |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse af emballage: | Genanvendelse |
| Bemærkninger: | - |

PRODUKTDATABLAD

LoFric Sense kateter med vand, steril

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 1061038 | LoFric Sense | Kateter 15 cm, med vand, steril | Ch. 8-15 cm | Æske a 30 stk. – Krt. a 4 æsker. | 4160820 |
| 1061040 | LoFric Sense | Kateter 15 cm, med vand, steril | Ch. 10-15 cm | Æske a 30 stk. – Krt. a 4 æsker. | 4161020 |
| 1061042 | LoFric Sense | Kateter 15 cm, med vand, steril | Ch. 12-15 cm | Æske a 30 stk. – Krt. a 4 æsker. | 4161220 |
| 1061044 | LoFric Sense | Kateter 15 cm, med vand, steril | Ch. 14-15 cm | Æske a 30 stk. – Krt. a 4 æsker. | 4161420 |